


卓上型水質計用電極 ニューモデルのご紹介

卓上型水質計の新モデルXシリーズの発表に合わせ、電極もニューモデルに一新されました。測定項目により電極の色が異なりますので、識別が簡単です。また、リード線も従来より柔らかい材質を使用し、取り回しが楽になりました。従来タイプのRシリーズやGシリーズにもそのままご使用いただけます。次のご発注の際に、是非ご用命いただきますようお願いいたします。




新型電極
GST-58 シリーズ

リード線が柔らかくなり、
取り回しが楽になりました



電極の色により測定項目が
一目でわかります



※裏面に互換表がございますので新モデルの型式をご確認ください



新モデル卓上型水質計 Xシリーズのご紹介

- 見やすい大型タッチパネルを搭載
- 設置場所により縦画面横画面が選択できます
- 壁掛け設置もでき机の上はすっきり



製品ラインアップ

カラータッチパネル搭載タイプ

マルチ水質計	MM-43X	¥300,000 (センサ別売)
pH・イオンメータ	HM-42X	¥220,000 (センサ標準添付)
電気伝導率計	CM-42X	¥250,000 (センサ標準添付)

カスタムLCDベーシックタイプ

pHメータ	HM-41X	¥150,000 (センサ標準添付)
電気伝導率計	CM-41X	¥200,000 (センサ標準添付)

電極新・旧型式互換表

□ pH電極 □

旧型式	新型式	用途・特長	計量法 型式承認	Strong pH ^{*1}	フロート ^{*2}	銀イオン トラップ ^{*3}	pH範囲	温度範囲	定価
GST-5741C	GST-5841C	一般用	○	○	○	○	0~14	0~100℃	¥ 30,000
GST-5721C	GST-5821C	一般用	○	×	○	○	0~14	0~100℃	¥ 26,000
ELP-039	GST-5851C	高アルカリ用	○	×	○	○	0~14	0~100℃	¥ 30,000
ELP-031	GST-5841S	含有機溶媒用	○	○	○	×	0~14	0~100℃	¥ 40,000
GST-5721S	GST-5821S	含有機溶媒用	○	×	○	×	0~14	0~100℃	¥ 40,000
ELP-032	GST-5842S	精密測定用	○	○	○	×	0~14	0~60℃	¥ 45,000
GST-5722S	GST-5822S	精密測定用	○	×	○	×	0~14	0~60℃	¥ 45,000
GST-5723S	GST-5823S	精密微量用	×	×	○	×	0~11	0~60℃	¥ 58,000
GST-5724C	GST-5824C	つきさし用	×	×	○	×	0~12	0~60℃	¥ 40,000
ELP-035	GST-5845C	微量用	○	○	×	×	0~13	0~100℃	¥ 40,000
GST-5725C	GST-5825C	微量用	○	×	×	×	0~13	0~100℃	¥ 40,000
ELP-036	GST-5846C	極微量用	○	○	×	×	0~13	0~60℃	¥ 65,000
ELP-037	GST-5847C	試験管用	○	○	×	×	0~13	0~100℃	¥ 35,000
GST-5727C	GST-5827C	試験管用	○	×	×	×	0~13	0~100℃	¥ 35,000
ELP-038	GST-5848C	極細試験管用	○	○	×	×	0~13	0~60℃	¥ 65,000
GST-5720C	GST-5820C	流通用	×	×	○	×	0~12	0~60℃	¥ 50,000

*1 Strong pH: 先端部の強度を増した割れにくいガラス電極を採用。 *2 フロート: 内部液の交換目安を一目で判断できるフロートを内蔵。

*3 銀イオントラップ: 比較電極に溶解する銀イオンの流出を防止(液絡部のつまりを軽減、測定の実定性を向上)。

注) 滴定装置 AUTシリーズ、ターンテーブル TTTシリーズでご使用の場合は販売店へご相談下さい。

□ ORP電極 □

旧型式	新型式	用途	測定範囲	温度範囲	定価
PST-5721C	PST-5821C	一般用	0~±2000mV	0~100℃	¥ 30,000
PS-5111C	PS-5011C	一般用	0~±2000mV	温度センサーなし	¥ 22,000 [*]

※価格改定されております。

□ 電気伝導率セル □

旧型式	新型式	種類・用途	測定範囲	温度範囲	定価	
CT-57101B	CT-58101B	浸漬型	一般用	100μS/m~10S/m	0~100℃	¥ 52,000
ELC-007	ELC-009		一般用(JP17指定セル)	100μS/m~10S/m	0~100℃	¥ 52,000
CT-57101C	CT-58101C		低電気伝導率用	5μS/m~1S/m	0~100℃	¥ 70,000 [*]
ELC-008	ELC-010		低電気伝導率用(JP17指定セル)	5μS/m~1S/m	0~100℃	¥ 70,000 [*]
CT-57101A	CT-58101A		高電気伝導率用	1mS/m~100S/m	0~100℃	¥ 52,000
CT-87101B	CT-88101B	流通型	一般用	100μS/m~10S/m	0~100℃	¥ 60,000
CT-87101C	CT-88101C		低電気伝導率用	5μS/m~1S/m	0~100℃	¥ 60,000
CT-87102A	CT-88102A		高電気伝導率用	10mS/m~100S/m	0~100℃	¥ 60,000

※価格改定されております。

旧型式電極につきましては、今後製造中止を予定しておりますので、早めの切替をご検討ください。

各製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。 <http://www.toadkk.co.jp/>